



NexxZr. Shine

Effektives Polieren.  
Natürlicher Glanz.

Effektives Polieren.  
Natürlicher Glanz.

# NexxZr® Shine



**NexxZr® Shine ist ein zweistufiges Diamant-Poliersystem zur effektiven Politur dentaler Keramiken: z. B. Zirkoniumoxid, Aluminiumoxid, Lithium-Disilikat oder Glaskeramik.**

Die dimensionsstabilen, diamantdurchsetzten Gummipolierer überzeugen durch ihre einfache und effiziente Anwendung. Zusätzlich bieten sie eine lange Standzeit und ein natürlich wirkendes Glanzergebnis. NexxZr Shine erzeugt sowohl bei monolithischen, verblendeten als

auch teilverblendeten Restaurationen eine homogene Oberfläche. Zur optimalen Politur der unterschiedlichen Strukturen und Oberflächen, stehen drei abgestimmte Formen zur Verfügung: Turn 18, Twist 17 und Tip 5. Die Formen sind in den Körnungen smooth (Stufe 1, Vorpolitur) und gloss (Stufe 2, Hochglanzpolitur) erhältlich. Ergänzt wird das Sortiment durch die universell einsetzbare Diamantpolierpaste NexxZr Shine Paste. Diese entfernt Mikrokratzer und hinterlässt eine spiegelglatte Hochglanzoberfläche.

## Technische Daten



**Typ**  
Zweistufiges  
Diamant-  
Poliersystem



**Material**  
Diamant-  
durchsetzte  
Gummipolierer



**Körnungen**  
smooth, gloss



**Geeignet für**  
Alle Keramiken



**3 Formen, 1 Paste**  
Turn 18, Twist 17,  
Tip 5, Paste

# 1

## Zweistufiges Diamant-Poliersystem

Einfache und effiziente Anwendung auf allen Keramiken

		<b>Körnung:</b> smooth	<b>Erscheinung:</b> seidenglänzend
<b>Stufe 1</b> Vorpolitur			
<b>Stufe 2</b> Hochglanz- politur			
		<b>Körnung:</b> gloss	<b>Erscheinung:</b> hochglänzend



# 2

## Dimensionsstabile, diamantdurchsetzte Gummipolierer

Natürlich wirkendes Glanzergebnis bei langer Standzeit



Spiegelglatte, natürlich wirkende Glanzergebnisse

# 3

## Drei abgestimmte Formen und eine Paste

Optimale Politurergebnisse, unabhängig von Struktur und Oberfläche

			
<b>Turn 18</b> für Flächen	<b>Twist 17</b> für Flächen und Fissuren	<b>Tip 5</b> für Flächen und Fissuren	<b>Paste</b> für Flächen und Fissuren

## Lieferformen



### Kit

#### NexxZr Shine Starter Kit

Turn 18 smooth / 1pcs.  
 Turn 18 gloss / 1pcs.  
 Twist 17 smooth / 2pcs.  
 Twist 17 gloss / 2pcs.  
 Tip 5 smooth / 2pcs.  
 Tip 5 gloss / 2pcs.  
 Paste 20 g / 1pcs.

#### NexxZr Shine Polishing Kit

Turn 18 smooth / 1pcs.  
 Turn 18 gloss / 1pcs.  
 Twist 17 smooth / 2pcs.  
 Twist 17 gloss / 2pcs.  
 Tip 5 smooth / 2pcs.  
 Tip 5 gloss / 2pcs.



### Refill

NexxZr Shine Turn 18 smooth / 5pcs.  
 NexxZr Shine Turn 18 gloss / 5pcs.  
 NexxZr Shine Twist 17 smooth / 5pcs.  
 NexxZr Shine Twist 17 gloss / 5pcs.  
 NexxZr Shine Tip 5 smooth / 5pcs.  
 NexxZr Shine Tip 5 gloss / 5pcs.  
 NexxZr Shine Paste 20 g / 1pcs.

## Weitere Topprodukte



#### NexxZr+ Multi

Ein multilayer Zirkoniumoxid mit natürlicher Ästhetik



#### NexxZr+

Ein Zirkoniumoxid mit hoher Transluzenz für ästhetische Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich



#### NexxZr T Multi

Ein multilayer Zirkoniumoxid mit multifunktionaler Ästhetik und breiter Indikationsvielfalt



#### NexxZr T

Ein Zirkoniumoxid mit mittlerer Transluzenz und hoher Biegefestigkeit für eine Vielfalt an Indikationen und Verarbeitungsmöglichkeiten

#### Manufacturer

**Sagemax Bioceramics, Inc.**  
 34210 9th Ave. South, Suite 118  
 Federal Way, WA 98003, USA  
 E: info@sagemax.com  
 sagemax.com